



**Contents/Contenido**



SHOWN WITH OPTIONAL DAYLIGHT LOADER



**Display/Pantalla**




- L 1 d**    **The lid is not closed correctly / La tapa no está cerrada correctamente**
- t L 0**    **The machine is warming up / La máquina se está calentando**
- E 2 1**    **Developer tank needs refilling / El depósito del Revelador debe ser rellenado**
- E 2 2**    **Fixer tank needs refilling / El depósito del Fijador debe ser rellenado**
- - -**    **Ready to use / Listo para usar**
- -**    **Cooling down / Enfríamiento**

## Installation/Instalación

**1**


Using assistance, lift the machine onto a sturdy table or stand. Choose a well-ventilated position, and avoid siting near intense light / Con la ayuda de alguien, levante la máquina y colóquela en una mesa resistente. Elija un lugar ventilado y evite colocarlo bajo luz intensa

**2**


Remove black stud covers from the front panel. Slide the loader onto the studs / Retire los recubridores negros de los topos del panel frontal. Deslice el cargador hasta los topos

**3**

Open the loader lid. There is a bag of black knobs inside. Screw the black knobs onto the studs to secure the loader / Abra la tapa del cargador. Dentro encontrará una bolsa con botones negros. Atornille los botones negros en los topos para asegurar el cargador

**4**

Unlock the lid and open the machine. Remove internal packaging / Desbloquee la tapa y abra la máquina. Retire los envoltorios internos



SHOWN WITH OPTIONAL DAYLIGHT LOADER

5



Lift the modules slightly and slide them off the drive pins. Then vertically lift all of the modules out of the machine / Levante ligeramente los módulos y quítelos de los pernos guía. Luego levante verticalmetne todos los módulos para sacarlos de la máquina




6



Fill up each tank carefully with its labelled contents. Avoid spilling chemical into adjacent tanks. Do not fill the Dryer tank / Rellene cada depósito con cuidado con el contenido que indique la etiqueta. Evite derramar productos químicos en los depósitos adyacentes. No rellene el depósito de Secado




Warning: Never mix the chemicals together / Precaución: No mezcle nunca los productos químicos



Check with your local authority on how to dispose of chemical / Consulte con las autoridades locales la recogida de productos químicos



7





Slide modules back onto drive pins and down into the tank. Push the module back past the tank stop. Close the lid / Deslice de nuevo los módulos en los pernos guía y hasta el depósito. Empuje el módulo de nuevo hasta la parada del depósito. Cierre la tapa





SHOWN WITH OPTIONAL DAYLIGHT LOADER

8



Screw on the Water Inlet pipe. Set up the pipes according to the configuration shown in the "Plumbing" section. Turn on the mains water supply / Enrosque la tubería de entrada de agua. Instale las tuberías según la configuración que se muestra en la sección "Fontanería". Abra el suministro de agua.

9



Plug in the machine using the supplied electric cord and switch on. Wait until the "ready" symbol is displayed / Enchufe la máquina por el cable de alimentación y enciéndala. Espere hasta que aparezca el símbolo de "listo"


10



Image for instruction ONLY

Feed the film squarely into the film slot. Do not remove hand from Daylight Loader until the film has completely entered the machine. Keep the lid CLOSED / Inserte el carrete directamente en la ranura del carrete. No retire las manos de la cámara oscura hasta que la placa haya entrado por completo en la reveladora. Mantenga la tapa del cargador CERRADA cuando esté en uso

11




After 5 minutes the processed film will exit into the film collector / Tras 5 minutos, el carrete procesado saldrá del receptor del carrete

SHOWN WITH OPTIONAL DAYLIGHT LOADER

# Plumbing







## USA Plumbing Arrangements



**YOU WILL BE REQUIRED TO PROVIDE TWO CONTAINERS FOR WASTE CHEMICALS:  
ONE FOR DEVELOPER AND ONE FOR FIXER SOLUTION**

- **IMPORTANT** Do not mix waste Developer solution with Fixer solution as they react together and give off toxic gases.
- Dispose waste chemicals in line with local requirements.
- When emptying chemicals from the machine tanks ensure tanks are completely empty before refilling. The above is important to avoid contaminating the new chemical with residual old solution.
- Old chemicals will not fully empty from the machine tanks if the waste pipes are immersed in the waste chemicals in the containers.
- To ensure full draining lift the waste pipe clear of the waste chemical to allow it to fully empty into the container from the machine.
- Clean machine transport modules before returning them to their respective tanks.
- Do not mix up modules always ensure they go back into the tanks they came from to avoid contaminating the fresh chemical.

## Properties/Propiedades



## Safety/Seguridad

Don't step on tubes



No pise los tubos

Don't place in sunlight



No exponga al sol

Don't leave machine on overnight



No deje la máquina encendida por la noche

Don't leave water on overnight



No deje la máquina encendida por la noche

Use Velopex parts



Utilice piezas Velopex

For More Detail Refer To Manual

**OFFICE: USA**  
**VELOPEX INTERNATIONAL**  
**105 EAST 17TH STREET**  
**SAINT CLOUD**  
**FLORIDA 34769**  
**TEL: +1 (407) 957 3900**  
**FAX: +1 (407) 957 3927**  
**ENQUIRIES@VELOPEX.COM**

**WWW.VELOPEX.COM**



9051184

Extra Quick Start Guide Iss. 3  
I/LIT0150P Issued 10/25  
Velopex is a trademark of  
Medivance Instruments Limited.